








ENDOSERTER®

DESCRIPTION :

L'instrument de mise en place d'endothélium cornéen ENDOSERTER™ est un dispositif médical qui permet de placer un allogreffe endothélial cornéen dans l'oeil.

L'ENDOSERTER™ se compose du corps de l'instrument, d'un mécanisme interne et d'un support (voir fig. 1). L'ENDOSERTER™ est un appareil stérile, jetable et à usage unique. Après le chargement du tissu à greffer, le retournement de l'instrument et son insertion dans l'oeil, l'allogreffe peut être déployé dans la chambre antérieure.

L'ENDOSERTER™ permet d'insérer un allogreffe endothélial cornéen mesurant au maximum 8,5 mm de diamètre et 175 microns d'épaisseur centrale dans la chambre antérieure via une incision de 4 mm minimum au cours de procédures de kératoplastie endothéliale.



Ce qu'il faut retenir :

1. Positionnement contrôlé du greffon
2. Système d'irrigation intégré
3. Incision unilatérale de 4mm
4. Positionnement du greffon précis et contact minimum avec l'endothélium

Conditionnement : boîte de 1 unité

Dispositifs médical de classe IIa. CE conforme à la Directive sur les Dispositifs Médicaux 93/42/EEC
Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Mise à jour : juillet 2018



FABRIQUE PAR SIGHTLIFE SURGICAL



556174