



KXL II - Lasik Xtra et Flash Cross-linking

FONCTIONNALITES :

FICHE TECHNIQUE

- Procédures personnalisables
- Enregistrement vidéo
- Rapport de traitement
- Source UVA programmable pour une procédure rapide ou standard
- Lumière continue ou pulsée
- Positionnement simplifié du faisceau
- Joystick permettant positionnement du faisceau en x, y, z pendant la procédure
- Autocalibration
- Trois types de Riboflavine selon traitement en “epi on” (Vibex® Paracel), “epi off” (Vibex Rapid®), Lasik Xtra®)



DISTRIBUÉ PAR: EMETROP®
3 rue Alain Bombard . 44800 Saint-Herblain . Tél : 09 63 61 61 26 . www.emetrop.com



Longueur d'onde UV-A – 365 nm
Puissance sortante continue ou pulsée -3 à 45 mW/cm²
Energy densité de l'énergie – jusqu'à 10J/cm²
Beam Diamètre du faisceau – 9mm
Autres caractéristiques :
Ecran tactile 10.1"
Télécommande de contrôle en X,Y, Z

Dispositif médical de Classe IIa.
Lire attentivement la notice avant toute utilisation.
Mise à jour : juillet 2020

FABRIQUE PAR : AVEDRO

