





DESCRIPTION :

SM Tube® est la méthode de diagnostic rapide pour examiner et mesurer la fonction lacrymale en absorbant les larmes. La méthode d'application est simple, précise et non invasive. Il faut seulement 5 secondes pour le réaliser. La bandelette est maniabilité et sécurisé.

CARACTERISTIQUES :

Il se compose d'une bande mince avec un fossé central rempli d'absorbant. L'échelle est imprimée sur les deux côtés de l'absorbant pour mesurer le volume de larme présent.

- **UTILISATION:** Immersion de la pointe de la bande SM Tube dans le ménisque lacrymal
- **TEMPS REQUIS:** 5 secondes x 2 (pour les deux yeux)
- **INVASIFS:** Peu invasifs, aucun anesthésique requis



CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Conserver à température ambiante et à l'abri de la lumière

Conditionnement : boîte de 50 bandes emballé individuellement dans une pochette stérile.

Dispositifs médicaux de classe I. CE conforme à la Directive sur les Dispositifs Médicaux 93/42/EEC. Veuillez vous reporter à la notice avant toute utilisation.

Mise à jour : mars 2022

Réservé aux professionnels de santé.