



LENTILLE HTC

DESCRIPTION :

Lentille de contact Hassan-Tornambe

Lentille à usage unique pour opération de la rétine. Elle possède un anneau en mousse absorbant avec quatre pattes pour maximiser la stabilité, fournissant au chirurgien un contrôle et une visualisation de grande qualité. Elle permet une vue complète du pôle postérieur - champ de vision de 36 °.



CAMME
RÉTINE



CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Usage unique seulement

Conditionnement : boîte de une unité

Dispositifs médicaux de classe IIa. CE conforme à la Directive sur les Dispositifs Médicaux 93/42/EEC. Veuillez vous reporter à la notice avant toute utilisation.

Mise à jour : mars 2022

Réservé aux professionnels de santé.



DISTRIBUÉ PAR: EMETROP'
3 rue Alain Bombard . 44800 Saint-Herblain . Tél : 09 63 61 61 26 . www.emetrop.com

Fabriqué par Oculus, distribué par Emetrop'.

CE
000