

GAMME :

04 | Réfractive

RÉFÉRENCE :

ARESPH1X

FABRIQUANT :

INNOVATIVE
EXCIMER SOLUTIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT



Brosse Amoils



RETRAIT DE L'ÉPITHÉLIUM RAPIDE ET EFFICACE

Les brosses Amoils permettent le retrait de l'épithélium rapidement et efficacement afin d'obtenir une surface homogène avant le cross-linking et la PRK. Le retrait de l'épithélium dure 5 à 7 secondes.

Le retrait épithélial peut être réalisé avec le patient positionné sous le microscope laser. Les brosses sont utilisées pour le retrait épithélial dans les cas suivants :

- ASA/PRK
- Kératectomie phototherapeutique
- Réticulation cornéenne
- Retraitement

CONDITIONNEMENT : KIT - MANCHE, BATTERIE ET CHARGEUR 220V

CARACTÉRISTIQUES

- Les embouts des brosses sont disponible en 2 diamètres dans un conditionnement de boîte de 100 unités (4 x 25) :
 - Myopique 6.5mm, référence produit : ARES100MX
 - Hypermétropique 9.0mm, référence produit : ARES100HX
- Emilimation uniforme de l'épithélium
- Minimiser le temps de procédure
- Essentiel dans les retraitements


CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Embouts stériles jetable à usage unique
2. Pas besoin de raclage ultérieur
3. Disponible en 2 diamètres : Myopique et Hypermétropique

LES EMOBOUTS

MX : Myopique - 6.5 mm

HX : Hypermétropique - 9.0 mm



Dispositifs médicaux de classe IIa CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Janvier 2024  1639