

**GAMME :**

01 | Cataracte

**RÉFÉRENCE :**

CGT-2000

**FABRIQUANT :**

 **TAKAGI**



**CGT 2000**

**DESCRIPTION DU  
PRODUIT**

---

**TEST DE CONTRASTE ET  
D'ÉBLOUISSEMENT**

Le CGT-2000 détecte même les modifications subtiles de la fonction visuelle qui ne seraient pas détectées par les tests classiques.

Il est particulièrement utile pour le diagnostic de chirurgie pré / post-cataracte et le suivi post-opératoire.

# DONNÉES TECHNIQUES


## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de test binoculaire
- Distance de test variable
- Stockage de la base de données
- Suivi des pupilles
- Personnalisation
- Utilisation simple de l'écran tactile
- Alignement motorisé
- Changement du papier facilité



### Données Techniques

Distance de test	30 cm, 60 cm, 1 m, 5 m
Conditions d'éclairage	Jour, crépuscule, nuit ou spécifié par l'examineur
Éblouissement	Trois réglages : Faible (L), Moyen (M) et Élevé (H)
Structure de la cible d'essai	Structure multiple avec deux cercles concentriques
Angle visuel de la cible de test	6,3, 4, 2,5, 1,6, 1, 0,64 degrés
Valeur de contraste de la cible d'essai	14 niveaux entre 0,0071 et 0,64
Durée de présentation de la cible d'essai	0,2, 0,4, 0,8, 1,6 secondes
Intervalle de présentation de la cible de test	1, 2, 3 secondes
Alimentation électrique	AC 100-230 V, 50/60 Hz
Consommation électrique	200 VA
Fusible	5 A
Dimensions extérieures	442 (L) × 470 (P) × 498 (H) mm
Poids	22 kg



Dispositifs médicaux de classe IIb CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Janvier 2024