

**GAMME :**

01 | Cataracte

**RÉFÉRENCE :**

84001

**FABRIQUANT :**



**SBlue PFS**

## DESCRIPTION DU PRODUIT

## BLEU DE TRYPAN BLUE PFS

Bleu de Trypan PFS est une solution ophtalmique (0.06 %) utilisée en chirurgie ophtalmique. Elle est fréquemment utilisée pour :

- La chirurgie de la cataracte
- La phacoémulsification
- La chirurgie de la cataracte avec petite incision
- La chirurgie de la cataracte extra capsulaire
- Capsulorhexis incomplète
- Capsulotomie antérieure / postérieure
- Tout cas de cataracte présentant un risque élevé
- Cas de traumatisme
- Formation de chirurgiens stagiaires

**CONDITIONNEMENT : BOÎTE DE 5 UNITÉS**

## CARACTÉRISTIQUES

- Bonne visualisation de la capsulorhexis dans les yeux ayant une cataracte mature ou de petites pupilles
- Contour net du bord de la capsulorhexis tout au long de l'opération
- Coloration de la capsule rapide, facile et sans danger
- Créer un excellent contraste de coloration pour la capsulorhexis antérieure et postérieure
- Réduit la durée de la chirurgie

## CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Conserver à température ambiante et à l'abri de la lumière
2. Seulement pour une utilisation intraoculaire
3. Prise ergonomique pour un meilleur contrôle de l'injection
4. Seringue prête à l'emploi

## COMPOSITION

Trypan Blue 0,6 mg

Base aqueux tamponné q.s

Contenu : 5 seringues pré -remplies de 1ml & 5 Canules (23G) d'injection à usage unique



Dispositifs médicaux de classe IIb CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Janvier 2025 CE 2803

**GAMME :**

01 | Cataracte

**RÉFÉRENCE :**

84001\_PLUS

**FABRIQUANT :**



**SBlue PFS plus**

## DESCRIPTION DU PRODUIT

## BLEU DE TRYPAN BLUE PFS

Bleu de Trypan PFS est une solution ophtalmique (0.06 %) utilisée en chirurgie ophtalmique. Elle est fréquemment utilisée pour :

- La chirurgie de la cataracte
- La phacoémulsification
- La chirurgie de la cataracte avec petite incision
- La chirurgie de la cataracte extra capsulaire
- Capsulorhexis incomplète
- Capsulotomie antérieure / postérieure
- Tout cas de cataracte présentant un risque élevé
- Cas de traumatisme
- Formation de chirurgiens stagiaires

**CONDITIONNEMENT : BOÎTE DE 5 UNITÉS**

## CARACTÉRISTIQUES

- Bonne visualisation de la capsulorhexis dans les yeux ayant une cataracte mature ou de petites pupilles
- Contour net du bord de la capsulorhexis tout au long de l'opération
- Coloration de la capsule rapide, facile et sans danger
- Créer un excellent contraste de coloration pour la capsulorhexis antérieure et postérieure
- Réduit la durée de la chirurgie

## CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Conserver à température ambiante et à l'abri de la lumière
2. Seulement pour une utilisation intraoculaire
3. Prise ergonomique pour un meilleur contrôle de l'injection
4. Seringue prête à l'emploi

## COMPOSITION

Trypan Blue 0,6 mg

Base aqueux tamponné q.s

Contenu : 5 seringues pré-remplies de 1ml & 5 Canules type canules de Rycroft à usage unique



Dispositifs médicaux de classe IIb CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Janvier 2025 CE 2803