

**GAMME :**

03 | Œil Sec

**RÉFÉRENCE :**

MIPL/A4

**FABRIQUANT :**



## DESCRIPTION DU PRODUIT



# Fluoro Touch

## DIAGNOSTIC DES LÉSIONS CORNÉENNES PAR BANDELETTE DE FLUORESCENCE

Les bandelettes Fluoro Touch sont des outils diagnostiques stériles conçus pour visualiser les défauts ou abrasions de l'épithélium cornéen. Elles sont couramment utilisées en ophtalmologie pour détecter les zones de perte cellulaire en colorant les régions concernées.

**CONDITIONNEMENT : BOÎTE DE 100 OU 300 UNITÉS**

## CARACTÉRISTIQUES


- Disponible sous forme de bandes stériles en sachets individuels
- Chaque bande est imprégnée de 1,0 mg de fluorescéine sodique
- Système ouverture facile


### CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Visualisation des défauts de l'épithélium cornéen.
2. Évaluation de l'ajustement des lentilles de contact rigides.
3. Mesure du temps de rupture du film lacrymal.

## COMPOSITION

Composée d'1 mg de fluorescéine sodique imprégnée sur un support en papier stérile pour le diagnostic des lésions cornéennes.



Dispositifs médicaux de classe Is CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Octobre 2025  2460