

**GAMME :**

06 | Rétine

**RÉFÉRENCE :**

AJLBBG

**FABRIQUANT :**



## DESCRIPTION DU PRODUIT



**AJLBBG**

## SOLUTION OPHTALMIQUE POUR CHIRURGIE VITRÉO- RÉTINIENNE

Solution ophtalmique stérile, apyrogène et isotonique, prête à l'emploi, composée de Brilliant Blue G à 0,025%. Cette solution permet de colorer la membrane limitante interne (ILM) afin de la distinguer du tissu rétinien sous-jacent et de la membrane épitréiniennne lors des interventions chirurgicales. Le colorant ne pénètre pas dans la rétine, facilitant ainsi la visualisation précise pour le chirurgien.


**CONDITIONNEMENT : SERINGUE EN VERRE À USAGE UNIQUE, STÉRILE, PRÉEMPLIE DE 1 ML  
AVEC RACCORD LUER LOCK**

## CARACTÉRISTIQUES

- Indiqué dans les pathologies maculaires telles que ; Trou maculaire, Oedème maculaire, Rétinopathie diabétique.
- Destiné à être injecté dans le corps vitré.
- L'excès de colorant est éliminé par aspiration et irrigation à l'aide d'une solution saline.

### CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Matériau : Solution de Brilliant Blue G (0,025%)
2. Stérilisation : Vapeur.
3. Conservation : 3 ans à compter de la date de fabrication



Dispositifs médicaux de classe IIa CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Mai 2026  2797