

**GAMME :**

02 | Kératocône

**FABRIQUANT :**

avedro

# Gamme Riboflavine



## DESCRIPTION DES PRODUITS

VibeX Xtra™, VibeX Rapid™, ParaCel™ (transépithéliale), MedioCROSS TE (transépithéliale), MedioCROSS M, MedioCROSS D et MedioCROSS H - assure une diffusion rapide dans des seringues individuelles et stériles pour tous vos besoins de réticulation.

### CONDITIONNEMENT : BOÎTE DE 10 UNITÉS ET CARTE D'ACTIVATION

**VIBEX RAPID™** 520004516

**Formulation :** 0,1% de riboflavine, solution saline, HPMC  
**Procédure:** Cross-Linking pour le kératocône et l'ectasie cornéenne  
**Application:** épi-off

**VIBEX XTRA™** 520004514

**Formulation:** 0,22% de riboflavine, solution saline, isotonique  
**Procédure:** Lasik Xtra  
**Application:** lit stromal

**PARACEL™** 52003343

**Formulation:** 0,25% de riboflavine, HPMC, BAC  
**Procédure:** Cross-Linking pour le kératocône et l'ectasie cornéenne  
**Application:** épi-on



## UTILISATION

### CONDITIONNEMENT : BOÎTE DE 6 unités

#### MEDIOCROSS TE

##### Pour trans-épithélial (épi-on)

Formulation: 0.25% Riboflavine, 1.2% HPMC, 0.01% Benzalkonium Chloride

Volume: 2.0 ml

#### MEDIOCROSS D

##### Pour épithélial-off

Formulation: 0.1% Riboflavine, 20% Dextran

Volume: 3.0 ml

#### MEDIOCROSS M

##### Pour épithélial-off

Formulation: 0.1% Riboflavine, 1.1% HPMC

Volume: 3.0 ml

#### MEDIOCROSS H

##### Pour épithélial-off

Formulation: 0.1% Riboflavine, Hypotonic

Volume: 1.5 ml

### CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. A ne pas conserver à une température supérieure à 28°C
2. Après ouverture à conserver dans l'obscurité



Dispositifs médicaux de classe IIa CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Mai 2026

CE 0482