

GAMME :

01 | Cataracte

FABRIQUANT :




SVisc


DESCRIPTION DES PRODUITS



HYALURONATE DE SODIUM 1% 10000




HYALURONATE DE SODIUM 1.4% 10005



HYALURONATE DE SODIUM 1.6% 10006



HYALURONATE DE SODIUM 1.8% 10002



HYALURONATE DE SODIUM 3% 10007

Les viscoélastiques permettent la protection et le contrôle nécessaires pendant les opérations ophtalmiques suivantes:

- Chirurgie de la cataracte
- Implantation de lentille intraoculaire
- Chirurgie du glaucome
- Chirurgie du segment antérieur
- Greffe de cornée

GAMME :

01 | Cataracte

FABRIQUANT :



SVisc

DESCRIPTION DES PRODUITS

Un duo est fournit en kit pour vos procédures de chambre antérieure

DUO HYALURONATE DE SODIUM 1% & 3%

10010



CARACTÉRISTIQUES



CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Haute viscosité qui permet de créer de l'espace pendant les opérations
2. Sans latex
3. Fournit une excellente protection endothéliale
4. Idéal pour la lubrification de la cartouche pendant l'implantation de la lentille intraoculaire

	1.0%	1.4%	1.6%	1.8%	3.0%
Poids moléculaire (mil. Da)	3 - 3.6	1.1 - 2.6	1.1 - 2.6	1.1 - 2.6	1.1 - 2.0
Viscosité (mPas s)	20.000 - 70.000	40.000 - 70.000	80.000 - 140.000	100.000 - 180.000	150.000 - 250.000
Stockage	2 - 25°C	2 - 25°C	2 - 25°C	2 - 25°C	2 - 25°C
Canule fournie	27G	27G	27G	27G	25G
Osmolalité (mOsm/kg)	270 - 400	270 - 400	270 - 400	270 - 400	270 - 400
pH	6.0 - 8.0	6.0 - 8.0	6.0 - 8.0	6.0 - 8.0	6.0 - 8.0
Origine	Bioferm	Bioferm	Bioferm	Bioferm	Bioferm
Famille	Cohesive	Dispersive	Dispersive	Dispersive	Dispersive

Dispositifs médicaux de classe IIb CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Mai 2026  2803