

GAMME :

02 | Kératocône

FABRIQUANT :

GLAUKOS

TRANSFORMING VISION
AVEDRO, A GLAUKOS COMPANY

Gamme Riboflavine

DESCRIPTION DES PRODUITS

VibeX Xtra™, VibeX Rapid™, ParaCel™ (transépithéliale), MedioCROSS TE (transépithéliale), MedioCROSS M, MedioCROSS D et MedioCROSS H - assure une diffusion rapide dans des seringues individuelles et stériles pour tous vos besoins de réticulation.

CONDITIONNEMENT : BOÎTE DE 10 UNITÉS ET CARTE D'ACTIVATION

VIBEX RAPID™

520-05001

Formulation : 0,1% de riboflavine, solution saline, HPMC

Procédure: Cross-Linking pour le kératocône et l'ectasie cornéenne

Application: épi-off

VIBEX XTRA™

520-05003

Formulation: 0,22% de riboflavine, solution saline, isotonique

Procédure: Lasik Xtra

Application: lit stromal

PARACEL™

520-05005

Formulation: 0,25% de riboflavine, HPMC, BAC

Procédure: Cross-Linking pour le kératocône et l'ectasie cornéenne

Application: épi-on



UTILISATION

CONDITIONNEMENT : BOÎTE DE 6 unités

MEDIOCROSS TE

Pour trans-épithélial (épi-on)

Formulation: 0.25% Riboflavine, 1.2% HPMC, 0.01% Benzalkonium Chloride

Volume: 2.0 ml

MEDIOCROSS D

Pour épithélial-off

Formulation: 0.1% Riboflavine, 20% Dextran

Volume: 3.0 ml

MEDIOCROSS M

Pour épithélial-off

Formulation: 0.1% Riboflavine, 1.1% HPMC

Volume: 3.0 ml

MEDIOCROSS H

Pour épithélial-off

Formulation: 0.1% Riboflavine, Hypotonic

Volume: 1.5 ml

CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. A ne pas conserver à une température supérieure à 28°C
2. Après ouverture à conserver dans l'obscurité



Dispositifs médicaux de classe IIa CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Mai 2026

CE 0482