



OPTILIGHT

DESCRIPTION :

Appareil IPL FDA-approuvé pour la prise en charge du syndrome de l'œil sec conséquent à un dysfonctionnement des glandes de Meibomius (MGD), cause principale de sécheresse oculaire ;

A chaque impulsion, ce traitement, agit pour contrôler efficacement le processus inflammatoire et améliorer les signes de la sécheresse oculaire due au MGD.

CARACTERISTIQUES :

- Diminuer le degré des médiateur pro-inflammatoires pour inhiber l'inflammation
- Diminuer les développements des vaisseaux sanguins responsables de l'inflammation
- Diminuer la prolifération des Demodex, qui stimulent l'infection et le développement des bactéries présentes sur le bord libre des paupières
- Restaurer la fonction des glandes de Meibomius
- Améliorer l'état du film lacrymal

OptiLight



GAMME
CEI SEC



CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Une formation à l'utilisation des lampes à fente est requise avant utilisation de l'appareil.

Appareil de classe IIB.

Mise à jour : mars 2022

Dispositif médical de Classe IIB. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation

Réservé aux professionnels de santé.



DISTRIBUÉ PAR: EMETROP'
3 rue Alain Bombard . 44800 Saint-Herblain . Tél : 09 63 61 61 26 . www.emetrop.com

Fabriqué par Lumenis Ltd. , distribué par Emetrop'.

CE
0483