

GAMME :

06 | Rétine

RÉFÉRENCE :

55400

55403

FABRIQUANT :



DESCRIPTION DU PRODUIT



BIOM® 5



OBSERVATION GRAND ANGLE

Le BIOM® 5 est le complément de l'inverseur SDI® 4 lorsque le microscope n'en est pas déjà équipé. Il permet une visualisation grand champ (60-130 degrés) de la rétine en qualité HD.

Le BIOM® 5 se monte en quelques secondes sur tout type de microscopes. Il se décline en version manuelle, électrique et automatique. Il peut être adapté à tout type de microscope.

ADAPTATION BIOM® 5

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en 175mm - référence produit : 55400
- Disponible en 200mm - référence produit : 55403
- Vue nette pour un système de visualisation grand angle sans contact
- Conçu pour une précision maximale
- Grand champ en haute définition
- Compatibilité et continuité



Disponibles pour les types de microscopes suivants

| | |
|--------|--|
| Alcon | LuxOR |
| Huvitz | HOM-700 |
| Kaps | SOM |
| Leica | M500/M501, M620, M650, M690, M841, M820, M822, M844, Proveo 8 |
| Möller | Ophtamic 900, Hi-R 900, Hi-R NEO 900, EOS 900, Allegra 900 |
| Takagi | OM-18, OM-19, OM-9, OM-8 |
| Topcon | OMS-110, OMS-600, OMS-610, OMS-650, OMS-710, OMS-800 Standard OMS-800 Pro, OMS-850 Standard OMS-850 Pro |
| Zeiss | PPMI VISU150/160, VISU200/210, Lumera® 700, Lumera® TLumera® i, Lumera® 300, OPMI CsAvecAdaptateur Retrolux 1/3/CS, OPMI/MDO, OPMI 1/6. On peut également l'adapter sur le système Resight®. |

Dispositifs médicaux de classe I. CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Janvier 2024  0123