

GAMME :

06 | Rétine

FABRIQUANT :



Les Verres Miroirs



DESCRIPTION DES PRODUITS



Angle du miroir : 62°
Quantité par boîte : 1 pièce

MIPL/11

Miroir simple Goniolens

Visualiser l'angle de la chambre antérieure et la rétine centrale. L'angle du miroir est de 62°, ce qui, lorsqu'il est tourné sur 360°, donne une vision claire de l'angle de la chambre antérieure.



Angle du miroir : 62°/62°
Quantité par boîte : 1 pièce

MIPL/12

Miroir double Goniolens

Visualiser l'angle de la chambre antérieure et la rétine centrale. Deux miroirs opposés inclinés à 62° permettent une vision complète de l'angle à 360° avec seulement 90° de rotation de la lentille.



Angle du miroir : 59° /66° /73°
Quantité par boîte : 1 pièce

MIPL/13

Miroir triple Goniolens

Visualiser l'angle de la chambre antérieure et la rétine centrale et périphérique. Cette lentille possède trois miroirs à 59°, 66° et 73°, disposés à 120° d'intervalle pour permettre l'observation du fond d'œil et de l'angle de la chambre antérieure.



Angle du miroir : 62°
Quantité par boîte : 1 pièce

MIPL/14

Quadruple miroir Goniolens

Lentille gonio standard utilisée pour la gonioscopie statique et dynamique. Quatre miroirs inclinés à 62° permettent de visualiser tous les quadrants de la chambre antérieure sans rotation.

Dispositifs médicaux de classe I CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Janvier 2025 