

## RÉSUMÉ DES PRODUITS

Référence	Description du produit
TXY651025	Liocan, lentille intraoculaire pliable pour chiens, 10,25 mm
TXY651125	Liocan, lentille intraoculaire pliable pour chiens, 11,25 mm
TXY651225	Liocan, lentille intraoculaire pliable pour chiens, 12,25 mm
TXY651325	Liocan, lentille intraoculaire pliable pour chiens, 13,25 mm
TXY651425	Liocan, lentille intraoculaire pliable pour chiens, 14,25 mm
TXY651525	Liocan, lentille intraoculaire pliable pour chiens, 15,25 mm
P651400	Lentilles intraoculaires rigides pour chiens, 14 mm
P701600	Lentilles intraoculaires rigides pour chiens, 16 mm
CAT701200	Lentille intraoculaire pliable pour chats, 12 mm
CAT701300	Lentille intraoculaire pliable pour chats, 13 mm
CAT701400	Lentille intraoculaire pliable pour chats, 14 mm
ACV001102	Anneau de tension capsulaire vétérinaire, 11 mm
ACV001302	Anneau de tension capsulaire vétérinaire, 13 mm
ACV001302PL	Anneau de tension capsulaire vétérinaire, 13 mm, pré-tendu
ACV001502	Anneau de tension capsulaire vétérinaire, 15 mm
ACV001602PL	Anneau de tension capsulaire vétérinaire, 16 mm, pré-tendu
S5000VET	Huile de silicone à usage vétérinaire, 5000 cSt
VV14	Solution viscoélastique vétérinaire, NaHA 1,4 % (boîte de 5)
VV20	Solution viscoélastique vétérinaire, NaHA 2 % (boîte de 5)
VV30	Solution viscoélastique vétérinaire, NaHA 3 % (boîte de 5)
VVCELL	Solution viscoélastique vétérinaire, HPMC 2 % (boîte de 5)
MCV22100	Membrane vétérinaire en collagène, 100 µm
MCV22200	Membrane vétérinaire en collagène, 200 µm
BLUEVET	Solution de bleu de trypan vétérinaire (boîte de 5)

## À PROPOS DE AJL



### Installations certifiées

AJL garantit des produits de haute qualité en les fabriquant à l'aide des technologies les plus récentes dans leurs installations certifiées ISO 13485, qui font l'objet d'inspections approfondies en matière de dispositifs médicaux.

### Recherche & Développement

AJL travaille en étroite collaboration avec des ophtalmologistes de renom, des universités et des centres technologiques afin de développer des idées et de fabriquer des produits innovants destinés à aider les professionnels de santé à améliorer la vision de leurs patients partout dans le monde



### Distribution mondiale

AJL a démarré son activité en 1992 et, aujourd'hui, grâce à leurs deux sites situés en Europe et aux États-Unis, leurs appareils sont présents dans plus de 70 pays.



DISTRIBUÉ PAR EMETROP'



12 Avenue Gaspard Monge  
66160 Le Boulou  
Tél : 04 68 61 29 28  
Mail : ordering@emetrop.com



AJL Ophthalmic S.A.  
Ferdinand Zeppelin 1  
01510 Miñano, SPAIN  
(+34) 945 298 256

info@ajlvet.com  
www.ajlvet.com

MK-VET-232.D

# AJL vet


## CATALOGUE DE PRODUITS

www.ajlvet.com

# DISPOSITIFS OPHTALMIQUES DE HAUTE QUALITÉ PROVENANT D'UN FABRICANT CERTIFIÉ



## LIOCAN, lentilles intraoculaires pliables pour chiens



Matériau	Acrylique hydrophile (UV)		
Diamètre de l'optique	6.5 mm		
Conception optique	Biconvex		
Dioptries	+41 D		
Méthode de stérilisation	Autoclave		
Diamètres globaux & Références	10.25 mm	TXY651025	
	11.25 mm	TXY651125	
	12.25 mm	TXY651225*	
	13.25 mm	TXY651325*	
	14.25 mm	TXY651425	
	15.25 mm	TXY651525	

\* LES PLUS COURANTS

**Package 1** Livré à l'unité, stérile, immergé dans de l'eau hautement purifiée

**Package 2** Vendu à l'unité, stérile, prérempli dans un injecteur jetable


## Lentilles intraoculaires rigides pour chiens



Matériau	PMMA (UV)		
Conception optique	Biconvex		
Dioptries	+41 D		
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène (EtO)		
Optique, longueur et références	6.5 mm	14 mm	P651400
	7.0 mm	16 mm	P701600

**Package** à l'unité et stérile

## Lentilles intraoculaires pliables pour chats



Matériau	Acrylique hydrophile (UV)	
Diamètre de l'optique	7.0 mm	
Conception optique	Biconvex	
Dioptries	+53.5 D	
Méthode de stérilisation	Autoclave	
Diamètres globaux & Références	12.00 mm	CAT-701200
	13.00 mm	CAT-701300*
	14.00 mm	CAT-701400

\* LES PLUS COURANTS

**Package 1** Livré à l'unité, stérile, immergé dans de l'eau hautement purifiée

**Package 2** Vendu à l'unité, stérile, prérempli dans un injecteur jetable

## Anneaux de tension capsulaire



Référence	Diamètre ouvert	Diamètre fermé
ACV001102	11 mm	10 mm
ACV001302	13 mm	11 mm
ACV001302PL	13 mm	11 mm
ACV001502	15 mm	13 mm
ACV001602PL	16 mm	14 mm

**Package 1** Livré stérile, à l'unité dans un emballage pratique

**Package 2** Livré stérile, à l'unité, préchargé dans un injecteur jetable





## Huile de silicone



Référence	S5000VET
Viscosité	5000 cSt

**Package** Stérile, en monodose, dans une seringue en verre préremplie de 10 ml

## Solutions Viscoélastiques

	VV14*	VV20*	VV30	VVCELL
Composition	Hyaluronate de sodium (NaHA)			HPMC
Concentration	1.4%	2%	3%	2%
Poids moléculaire	2,400,000 Da			92,000 Da
Viscosité (1 s <sup>-1</sup> à 25 °C)	15,000-20,000 mPa's	40,000-60,000 mPa's	160,000-200,000 mPa's	2,000-4,000 mPa's
	 * les plus courants	 * les plus courants		

**Package** Livré stérile dans des seringues en verre de type I préremplies de 2 ml avec raccord Luer-Lock. Chaque boîte contient 5 seringues et 5 canules

## Membranes de collagène



MCV22100	2x2 cm, épaisseur de 100 um
MCV22200	2x2 cm, épaisseur de 200 um

**Package** Produit sec, à usage unique et stérile

## Solution bleu de trypan

Reference	BLUEVET
Composition	0.6mg de bleu de trypan par ml



**Package** Livré stérile dans des seringues en verre de type I préremplies de 1 ml, munies d'un raccord Luer-Lock. Chaque boîte contient 5 seringues et 5 canules.