

GAMME :

02 | Kératocône

RÉFÉRENCE :

CR5-
CR6-

FABRIQUANT :

INTRASEG 



Anneaux intra-cornéens

DESCRIPTION DU PRODUIT

ANNEAUX INTRA-CORNEENS ®

Les anneaux intra-cornéens Intraseg sont de petits segments d'anneaux semi-circulaires en PMMA placés dans l'épaisseur de la cornée afin de la renforcer.

L'implantation d'un dispositif Intraseg nécessite une évaluation topographique et pachymétrique précise ainsi qu'un examen ophtalmologique complet. En général, l'implantation du dispositif peut être considérée dans les cas suivants :

- Kératocône progressif
- Intolérance aux lentilles de contact
- Ectasie Cornéenne faisant suite à un procédé photoablatif (Lasik, PRK, Lasek, Epi-Lasik)
- Irrégularités cornéennes post kératotomie radiaire /post kératoplastie pénétrante (PK)/ Irrégularités cornéennes post-traumatiques
- Myopie et astigmatisme en cornées minces

CONDITIONNEMENT : BOÎTE DE 1 UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Segment circulaire
- Micro-dimensionnel
- Transparent
- Disponible en épaisseur et longueur d'arc variable
- Implanté dans le tissu cornéen de l'œil

CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Ne pas congeler
2. Ne pas conserver sous exposition solaire directe ni à des températures supérieures à 45°


DONNÉES TECHNIQUES

ASYMETRIQUES

Zone Optique	6 mm
Arcs	150°
Épaisseurs	150µm, 175µm, 200µm, 225µm, 250µm
Progression	Gauche ou droite

SYMETRIQUES

Zone Optique	5 ou 6 mm
Arcs	90°, 120°, 210°, 150° en 6mm, 160° en 5mm
Épaisseurs	100µm, 125µm, 150µm, 175µm, 200µm, 225µm, 250µm, 275µm, 300µm
Forme	Triangulaire



Dispositifs médicaux de classe IIb CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Mai 2026  2460