

**GAMME :**

03 | Œil Sec

**RÉFÉRENCE :**

MIPL/A1

**FABRIQUANT :**



## DESCRIPTION DU PRODUIT



# Tear Touch

## DIAGNOSTIC DE LA SÉCHERESSE OCULAIRE PAR MESURE DE LA SÉCRÉTION LACRYMALE

Les bandelettes stériles Tear Touch permettent de diagnostiquer la sécheresse oculaire par mesure de la sécrétion lacrymal.

**CONDITIONNEMENT : BOÎTE DE 100 SACHETS DE 2 BANDELETTES STÉRILES**

## COMPOSITION

Bandes de diagnostic réalisées à partir de papier filtre Watman No 41

## CARACTÉRISTIQUES

- Chaque bandelette a une échelle de mm imprimée afin qu'ils puissent être facilement lus
- Disponible sous forme de bandelettes stériles dans des sachets individuels
- Emballage ouvert à pelure innovante avec un film transparent sur un côté

### CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Conserver à température ambiante et à l'abri de la lumière
2. Conservation du produit, 5 ans
3. Bandelettes stérilisées à l'oxyde d'éthylène



Dispositifs médicaux de classe Is CE conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE du Conseil. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Mise à jour : Mai 2026

CE 2460